



BI 9800TL+ : Registratore Digitale 3/12 canali

Registratore digitale a 12/3 canali ECG a seconda del cavo paziente utilizzato

Dimensioni compatte e solo 42 grammi di peso.

Completamente programmabile, permette la registrazione di 3 canali bipolari con l'ausilio di una cavo paziente a 7 fili (opzionale 5 fili) o 12 canali con cavo a 10 fili

Dotato di display grafico da 128 x 64 dot per visionare il segnale ECG o il settaggio dei parametri di registrazione.

Il registratore permette inoltre lo scarico dei dati in due differenti modi:

tramite connessione diretta a PC via usb (cavo in dotazione) o per mezzo di SD card removibile.

Compact size, light weight

Fully programmable, high fidelity

12-Lead/3-Channel Two Recording Modes Switchable By Changing Patient Cable

Powered by one AAA size battery

Pacemaker detection

Two optional modes of ECG data transfer: connected directly with PC through USB connector embedded in the recorder, or by removable SD card

128x64 dot matrix LCD display

